



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.3040
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 300 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	300 µl
Filtro	no
Codificar color	naranja
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Punta de pipeta, 300 µl, transparente, PCR**  
**Performance Tested, 1.000 unidades/bolsa**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen máx.	300 µl
Diámetro	7 mm
Longitud del producto	60 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificado de conformidad	sí
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	420000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0396 cbm
Peso del producto	0.0004 kg
Peso de la caja	4.18 kg
EAN de la caja interna	4038917434522
EAN de la caja	4038917434515

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**