




Descripción del artículo

Número de pedido	70.3040.100
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 300 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 480 unidades/StackPack

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	300 µl
Filtro	no
Codificar color	naranja

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	300 µl
Diámetro	7 mm
Longitud del producto	60 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificado de conformidad	sí
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	StackPack
unidades / caja interna	1920
unidades / caja	1920
unidades / pallet	245760
Profundidad de la caja	290 mm
Ancho de la caja	186 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0121 cbm
Peso del producto	0.0007 kg
Peso de la caja	1.69 kg
EAN de la caja interna	4038917433433
EAN de la caja	4038917433426

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

