



Descripción del artículo

Número de pedido	70.3050.100
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 1.000 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 480 unidades/StackPack

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	1.000 µl
Filtro	no
Codificar color	azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 1.000 µl, transparente, PCR
Performance Tested, 480 unidades/StackPack

Página 2

Dimensiones

Volumen máx.	1000 µl
Diámetro	9 mm
Longitud del producto	72 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificado de conformidad	sí
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	StackPack
unidades / caja interna	1920
unidades / caja	1920
unidades / pallet	149760
Profundidad de la caja	303 mm
Ancho de la caja	295 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0201 cbm
Peso del producto	0.0012 kg
Peso de la caja	2.82 kg
EAN de la caja interna	4038917424844
EAN de la caja	4038917424837

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT