



Descripción del artículo

Número de pedido	70.3050.305
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 1.000 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® plus, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/SingleRefill

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	1.000 µl
Filtro	no
Codificar color	azul
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 1.000 µl, transparente,
Biosphere® plus, 96 unidades/SingleRefill

Dimensiones

Volumen máx.	1000 µl
Diámetro	9 mm
Longitud del producto	72 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificado de conformidad	sí
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	SingleRefill
unidades / caja interna	480
unidades / caja	1920
unidades / pallet	69120
Profundidad caja interior	495 mm
Ancho de la caja interior	105 mm
Altura de la caja interior	148 mm
Profundidad de la caja	512 mm
Ancho de la caja	325 mm
Altura de la caja	237 mm
Volumen de la caja	0.0394 cbm
Peso del producto	0.0014 kg
Peso de la caja	4.12 kg
EAN de la caja interna	4038917424639
EAN de la caja	4038917424622

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

