



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 86.1562.010   |
| Descripción del artículo | Asa de inoculación, volumen de alojamiento: 10 µl, material: PS, azul, estéril, 10 unidades/blíster |

### **Dimensiones**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ancho del producto    | 6 mm   |
| Longitud del producto | 200 mm |

### **Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Color del producto    | azul              |

### **Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Estándar de pureza    | estéril                           |
| Esterilización        | Irradiación gamma                 |
| Con lotes             | sí                                |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 1000          |
| Tipo de embalaje           | blíster       |
| unidades / caja interna    | 500           |
| unidades / caja            | 1000          |
| unidades / pallet          | 132000        |
| Profundidad caja interior  | 216 mm        |
| Ancho de la caja interior  | 161 mm        |
| Altura de la caja interior | 101 mm        |
| Profundidad de la caja     | 338 mm        |
| Ancho de la caja           | 228 mm        |
| Altura de la caja          | 120 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0092 cbm    |
| Peso del producto          | 0.0012 kg     |
| Peso de la caja            | 1.79 kg       |
| EAN de la caja interna     | 4038917130875 |
| EAN de la caja             | 4038917023337 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

