



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1567.010
Descripción del artículo	Asa de inoculación, volumen de alojamiento: 1 µl, material: PS, blanco, estéril, 10 unidades/blíster

Dimensiones

Ancho del producto	4 mm
Longitud del producto	198 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	132000
Profundidad caja interior	216 mm
Ancho de la caja interior	161 mm
Altura de la caja interior	101 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0.0092 cbm
Peso del producto	0.0012 kg
Peso de la caja	1.78 kg
EAN de la caja interna	4038917130936
EAN de la caja	4038917023504

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

