



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	86.1569.005
Descripción del artículo	Espátula de siembra, material: PS, azul, para sembrar suspensiones bacterianas, estéril, 4 unidades/blíster

### **Características del producto**

Ejemplo de aplicación	para sembrar suspensiones bacterianas
-----------------------	---------------------------------------

### **Dimensiones**

Ancho del producto	40 mm
Longitud del producto	185 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	4
unidades / caja	500
unidades / pallet	33000
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.002 kg
Peso de la caja	1.7 kg
EAN de la caja interna	4038917130998
EAN de la caja	4038917023566

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

