



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	93.1646
Descripción del artículo	DishRack, altura: 370 mm, material: PC, transparente, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm, 1 unidades/caja

### **Características del producto**

Capacidad de almacenamiento	88
-----------------------------	----

### **Dimensiones**

Altura del producto	370 mm
---------------------	--------

### **Material y colores**

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**DishRack, altura: 370 mm, transparente, para 88**  
**placas de Petri de un Ø de 92 mm**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 1  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 1  
unidades / caja 1  
unidades / pallet 108  
Profundidad de la caja 383 mm  
Ancho de la caja 193 mm  
Altura de la caja 190 mm  
Volumen de la caja 0.014 cbm  
Peso del producto 1.086 kg  
Peso de la caja 1.35 kg  
EAN de la caja interna 4038917087353  
EAN de la caja 4038917030458

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**