



**Especificaciones del producto**  
**DishRack, altura: 370 mm, azul, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	93.1646.003
Descripción del artículo	DishRack, altura: 370 mm, material: PC, azul, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm, 1 unidades/caja

### Características del producto

Capacidad de almacenamiento	88
-----------------------------	----

### Dimensiones

Altura del producto	370 mm
---------------------	--------

### Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**DishRack, altura: 370 mm, azul, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	108
Profundidad de la caja	383 mm
Ancho de la caja	193 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.014 cbm
Peso del producto	0.536 kg
Peso de la caja	0.8 kg
EAN de la caja interna	4038917132572
EAN de la caja	4038917030489

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**