



## Descripción del artículo

Número de pedido	93.1647.003
Descripción del artículo	DishRack, altura: 240 mm, material: PC, azul, para 52 placas de Petri de un Ø de 92 mm, 1 unidades/caja

## Características del producto

Capacidad de almacenamiento	52
-----------------------------	----

## Dimensiones

Altura del producto	240 mm
---------------------	--------

## Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**DishRack, altura: 240 mm, azul, para 52 placas de Petri de un Ø de 92 mm**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	162
Profundidad de la caja	253 mm
Ancho de la caja	193 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.0093 cbm
Peso del producto	0.617 kg
Peso de la caja	0.8 kg
EAN de la caja interna	4038917132626
EAN de la caja	4038917030533

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**