



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	93.1647.050
Descripción del artículo	Labio de sujeción de silicona, para DishRack 50, longitud: 240 mm, material: silicona, translúcido, 1 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Indicado para	DishRack 50
---------------	-------------

### **Dimensiones**

Ancho del producto	65 mm
Longitud del producto	240 mm

### **Material y colores**

Material del producto	silicona
Color del producto	translúcido

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	30
unidades / pallet	4860
Profundidad de la caja	253 mm
Ancho de la caja	193 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.0093 cbm
Peso del producto	0.0606 kg
Peso de la caja	2 kg
EAN de la caja interna	4038917132640
EAN de la caja	4038917040648

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

