



Descripción del artículo

Número de pedido 68.752
Descripción del artículo Cubeta redonda, volumen de trabajo máx.: 3,5 ml, material: PP, altura: 51 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Volumen de trabajo 3,5 ml

Dimensiones

Volumen máx. 4 ml
Diámetro 12 mm
Altura del producto 51 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	100000
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	350 mm
Volumen de la caja	0.0654 cbm
Peso del producto	0.0012 kg
Peso de la caja	6.61 kg
EAN de la caja interna	4038917083959
EAN de la caja	4038917002844

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

