



Descripción del artículo

Número de pedido	80.1361
Descripción del artículo	Hisopo, con tubo adjunto, Gel Amies, (LxØ): 175 x 12 mm, material de la varilla: PS, longitud de la varilla: 131 mm, material de la torunda: viscosa, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Tipo de cierre	tapón a presión
Versión	con tubo adjunto
Tipo de medio	Gel Amies

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	175 mm
Longitud incluido el tapón	175 mm
Longitud sin tapón	155 mm
Longitud con tapón y émbolo	166 mm
Longitud de la varilla	131 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Material de cierre	Poliétileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	azul
Material de la torunda	viscosa
Material de la varilla	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Ficha de seguridad	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	11500
Profundidad de la caja	520 mm
Ancho de la caja	450 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0.0515 cbm
Peso del producto	0.0109 kg
Peso de la caja	6.43 kg
EAN de la caja interna	4038917086325
EAN de la caja	4038917004886

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

