



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	80.625
Descripción del artículo	Hisopo, en el tubo, sin medio, (LxØ): 108 x 16 mm, material de la varilla: PS, longitud de la varilla: 83 mm, material de la torunda: viscosa, estéril, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Tipo de cierre	tapón de rosca
Versión	en el tubo
Tipo de medio	sin medio

### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	108 mm
Longitud incluido el tapón	108 mm
Longitud sin tapón	101 mm
Longitud con tapón y émbolo	97 mm
Longitud de la varilla	83 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliétileno (PE)
Color del cierre	transparente
Material de la torunda	viscosa
Material de la varilla	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	22000
Profundidad de la caja	568 mm
Ancho de la caja	348 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0306 cbm
Peso del producto	0.0064 kg
Peso de la caja	3.73 kg
EAN de la caja interna	4038917083003
EAN de la caja	4038917001984

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

