



Descripción del artículo

Número de pedido	82.1184.500
Descripción del artículo	Placa de Petri, (ØxAI): 150 x 20 mm, material: PS, transparente, con relieves de aireación, estéril, 10 unidades/bolsa tubular

Características del producto

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Distanciadores de aireación	sí

Dimensiones

Volumen máx.	275 ml
Diámetro	150 mm
Altura del producto	20 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto

Placa de Petri, 150 x 20 mm, transparente, con relieves de aireación

Página 2

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	10
unidades / caja	100
unidades / pallet	1800
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	324 mm
Altura de la caja	540 mm
Volumen de la caja	0.0766 cbm
Peso del producto	0.0524 kg
Peso de la caja	6.81 kg
EAN de la caja interna	4038917347860
EAN de la caja	4038917347853

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT