



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	82.1194.500
Descripción del artículo	Placa de Petri, (ØxAI): 60 x 15 mm, material: PS, transparente, con relieves de aireación, estéril, 20 unidades/bolsa tubular

### **Características del producto**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Distanciadores de aireación	sí

### **Dimensiones**

Volumen máx.	30 ml
Diámetro	60 mm
Altura del producto	15 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Placa de Petri, 60 x 15 mm, transparente, con  
relieves de aireación**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Libre de látex sí  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación gamma  
Ficha de seguridad no  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje bolsa tubular  
unidades / caja interna 20  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 12000  
Profundidad de la caja 317 mm  
Ancho de la caja 317 mm  
Altura de la caja 365 mm  
Volumen de la caja 0.0367 cbm  
Peso del producto 0.0074 kg  
Peso de la caja 4.49 kg  
EAN de la caja interna 4038917347891  
EAN de la caja 4038917347884

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**