




Especificaciones del producto
Placa de Petri, 100 x 100 x 20 mm, transparente,
sin relieves de aireación

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 82.9923.422
Descripción del artículo Placa de Petri, (LxAnxAI): 100 x 100 x 20 mm, material: PS, transparente, sin relieves de aireación, estéril, 4 unidades/bolsa

Características del producto

Temperatura mínima 0 °C
Temperatura máxima 80 °C
Distanciadores de aireación no

Dimensiones

Volumen máx. 175 ml
Ancho del producto 100 mm
Altura del producto 20 mm
Longitud del producto 100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Placa de Petri, 100 x 100 x 20 mm, transparente,
sin relieves de aireación

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Libre de látex sí
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación gamma
Ficha de seguridad no
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 160
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 4
unidades / caja 160
unidades / pallet 4800
Profundidad de la caja 608 mm
Ancho de la caja 324 mm
Altura de la caja 264 mm
Volumen de la caja 0.052 cbm
Peso del producto 0.0343 kg
Peso de la caja 6.35 kg
EAN de la caja interna 4038917154178
EAN de la caja 4038917027854

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT