



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.713.007
Descripción del artículo	Plaquetas de codificación, violeta, PP, adecuada para tapones de rosca 65.712.xxx, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Indicado para	tapones de rosca 65.712.xxx
---------------	-----------------------------

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	violeta

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	1620000
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0001 kg
Peso de la caja	0.65 kg
EAN de la caja interna	4038917118460
EAN de la caja	4038917016131

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

