



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 93.848.100  |
| Descripción del artículo | Gradilla, material: PC, transparente, dimensión modular: 10 x 2, (LxAnxAl): 257 x 62 x 40 mm, para 20 recipientes, adecuada para microtubo roscado, 1 unidades/caja |

### **Características del producto**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Etiqueta/ Impresión         | con impresión     |
| Indicado para               | microtubo roscado |
| Capacidad de almacenamiento | 20                |
| Formato                     | 10 x 2            |
| Autoclavable (máx. °C)      | 121 °C            |

### **Dimensiones**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ancho del producto    | 62 mm  |
| Altura del producto   | 40 mm  |
| Longitud del producto | 257 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Policarbonato (PC) |
| Color del producto    | transparente       |

### **Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | no                                |

### **Presentación**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 1             |
| Tipo de embalaje           | caja          |
| unidades / caja interna    | 1             |
| unidades / caja            | 60            |
| unidades / pallet          | 1800          |
| Profundidad caja interior  | 65 mm         |
| Ancho de la caja interior  | 43 mm         |
| Altura de la caja interior | 260 mm        |
| Profundidad de la caja     | 398 mm        |
| Ancho de la caja           | 398 mm        |
| Altura de la caja          | 340 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0539 cbm    |
| Peso del producto          | 0.1773 kg     |
| Peso de la caja            | 12.43 kg      |
| EAN de la caja interna     | 4038917121736 |
| EAN de la caja             | 4038917017985 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

