



### Descripción del artículo

Número de pedido	95.1299
Descripción del artículo	Abridor, para microtubo roscado, material: Aluminio, 3 unidades/bolsa

### Características del producto

Indicado para	microtubo roscado
---------------	-------------------

### Material y colores

Material del producto	Aluminio
-----------------------	----------

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	3
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	3
unidades / caja	30
unidades / pallet	3600

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Abridor, para microtubo roscado, Aluminio**

**Página 2**

Volumen de la caja	0.0043 cbm
Peso del producto	0.0145 kg
Peso de la caja	0.45 kg
EAN de la caja interna	4038917086097
EAN de la caja	4038917065528

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**