



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.697
Descripción del artículo	Tapón a presión, neutro, adecuada para tubo de ensayo de Ø 10,8 mm, plano, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubo de ensayo de Ø 10,8 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	660000
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	3.31 kg
EAN de la caja interna	4038917083492
EAN de la caja	4038917002417

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

