



Descripción del artículo

Número de pedido	65.716.002
Descripción del artículo	Tapón de rosca, amarillo, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	10000
unidades / pallet	660000
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	3.52 kg
EAN de la caja interna	4038917118552
EAN de la caja	4038917016209

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

