



Descripción del artículo

Número de pedido	65.716.300
Descripción del artículo	Tapa roscada, neutro, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	10000
unidades / pallet	720000
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso de la caja	3.64 kg
EAN de la caja interna	4038917925174
EAN de la caja	4038917925181

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

