



Especificaciones del producto
Tapón de rosca, neutro, estéril, adecuada para microtubo roscado

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 65.716.725
Descripción del artículo Tapón de rosca, neutro, estéril, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa doble

Características del producto

Tapón tapón plano
Tipo de cierre tapón de rosca
Indicado para microtubo roscado

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto neutro
Material de la junta tórica Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa doble
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	390000
Profundidad de la caja	418 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.0151 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	2.04 kg
EAN de la caja interna	4038917118989
EAN de la caja	4038917043878

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

