



**Especificaciones del producto**  
**Tapón de rosca, verde, estéril, adecuada para microtubo roscado**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 65.716.726  
Descripción del artículo Tapón de rosca, verde, estéril, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa doble

**Características del producto**

Tapón tapón plano  
Tipo de cierre tapón de rosca  
Indicado para microtubo roscado

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto verde  
Material de la junta tórica Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa doble
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	390000
Profundidad de la caja	418 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.0151 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	2.01 kg
EAN de la caja interna	4038917118996
EAN de la caja	4038917053617

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

