



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.716.757
Descripción del artículo	Tapón de rosca, blanco, estéril, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa doble

### **Características del producto**

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa doble
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	390000
Profundidad de la caja	418 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.0151 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	2.01 kg
EAN de la caja interna	4038917119047
EAN de la caja	4038917056410

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

