



Descripción del artículo

Número de pedido	72.608
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico, con moleteado, transparente, sin cierre, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 5000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 5000
unidades / pallet 180000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 300 mm
Volumen de la caja 0.0475 cbm
Peso del producto 0.0012 kg
Peso de la caja 6.51 kg
EAN de la caja interna 4038917082846
EAN de la caja 4038917001861

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

