



Descripción del artículo

Número de pedido	72.609.034
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, negra, sin cierre, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto negra

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 50000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 5000
unidades / pallet 180000
Profundidad de la caja 450 mm
Ancho de la caja 450 mm
Altura de la caja 246 mm
Volumen de la caja 0.0498 cbm
Peso del producto 0.0012 kg
Peso de la caja 7.06 kg
EAN de la caja interna 4038917114530
EAN de la caja 4038917066068

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

