



Descripción del artículo

Número de pedido	72.609.601
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, sin cierre, con campo de rotulación impreso, con escala, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	5000
unidades / pallet	180000
Profundidad de la caja	450 mm
Ancho de la caja	450 mm
Altura de la caja	246 mm
Volumen de la caja	0.0498 cbm
Peso del producto	0.0014 kg
Peso de la caja	7.06 kg
EAN de la caja interna	4038917795357
EAN de la caja	4038917795364

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

