



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.609.711
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, sin cierre, estéril, 500 unidades/bolsa doble

### **Características del producto**

Graduación	no
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA  
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 2500  
Tipo de embalaje bolsa doble  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 2500  
unidades / pallet 130000  
Profundidad de la caja 598 mm  
Ancho de la caja 378 mm  
Altura de la caja 135 mm  
Volumen de la caja 0.0305 cbm  
Peso del producto 0.0012 kg  
Peso de la caja 3.65 kg  
EAN de la caja interna 4038917114608  
EAN de la caja 4038917043816

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

