



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.692.415
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 1,5 ml, fondo cónico, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre sujeto y montado, PCR Performance Tested, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón sujeto
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	110000
Profundidad caja interior	211 mm
Ancho de la caja interior	191 mm
Altura de la caja interior	141 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	223 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0142 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	2.09 kg
EAN de la caja interna	4038917240598
EAN de la caja	4038917240581

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

