



Descripción del artículo

Número de pedido	72.693.100
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre adjunto, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón sujeto
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	140000
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	8.64 kg
EAN de la caja interna	4038917117029
EAN de la caja	4038917015455

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

