



Descripción del artículo

Número de pedido	72.694.105
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre sujeto y montado, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón sujeto
Tipo de cierre	tapón de rosca
Muestras	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0017 kg
Peso de la caja	1.97 kg
EAN de la caja interna	4038917117630
EAN de la caja	4038917015684

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

