



Descripción del artículo

Número de pedido	72.694.700
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre montado, con campo de rotulación impreso, con escala, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 100 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Muestras	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Microtubo roscado, 2 ml, PCR Performance
Tested, DNA Low Binding

Página 2

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	110000
Profundidad caja interior	211 mm
Ancho de la caja interior	191 mm
Altura de la caja interior	141 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	223 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0142 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	2.11 kg
EAN de la caja interna	4038917393447
EAN de la caja	4038917393430

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT