



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.730.005
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	1.79 kg
EAN de la caja interna	4038917119276
EAN de la caja	4038917016544

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

