



Descripción del artículo

Número de pedido	72.730.306
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre incluido, con campo de rotulación impreso, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	278 mm
Ancho de la caja	348 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso de la caja	1.79 kg
EAN de la caja interna	4038917996556
EAN de la caja	4038917996563

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

