



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.730.308
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, marrón, tapón: marrón, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	marrón
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	marrón
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	150000
Profundidad de la caja	398 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Microtubo roscado, 0,5 ml**

**Página 2**

Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso de la caja	8.23 kg
EAN de la caja interna	4038917994408
EAN de la caja	4038917994415

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**