



Descripción del artículo

Número de pedido	72.730.311
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, sin cierre, 500 unidades/bolsa doble

Características del producto

Graduación	no
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Tipo de embalaje	bolsa doble
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2500
unidades / pallet	130000
Profundidad de la caja	375 mm
Ancho de la caja	545 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0276 cbm
Peso de la caja	3.58 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Microtubo roscado, 0,5 ml

Página 2

EAN de la caja interna 4038917994576
EAN de la caja 4038917994583

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT