



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.733.001
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	180000
Profundidad de la caja	578 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0415 cbm
Peso del producto	0.0012 kg
Peso de la caja	6.46 kg
EAN de la caja interna	4038917119757
EAN de la caja	4038917016773

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

