



Descripción del artículo

Número de pedido	72.733.201
Descripción del artículo	Microtubo roscado, para la limitación del volumen a 100 µl, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico, con moleteado, transparente, sin cierre, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Muestras	sí
Ejemplo de aplicación	para la limitación del volumen a 100 µl
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	210000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0008 kg
Peso de la caja	4.48 kg
EAN de la caja interna	4038917366625
EAN de la caja	4038917366618

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

