



### **Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 72.785.005                                                                                                                                       |
| Descripción del artículo | Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico con faldón, transparente, tapón: neutro, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Graduación               | no                      |
| Tapón                    | tapón de rosca estándar |
| Tipo de cierre           | tapón de rosca          |
| Muestras                 | no                      |
| Forma del fondo          | fondo cónico con faldón |
| Volumen de trabajo       | 0,5 ml                  |
| Centrifugación máx (ACR) | 20000 x g               |

### **Dimensiones**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diámetro              | 10.8 mm |
| Longitud del producto | 44 mm   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Material del producto       | Polipropileno (PP)                       |
| Color del producto          | transparente                             |
| Material de cierre          | Polipropileno (PP)                       |
| Color del cierre            | neutro                                   |
| Material de la junta tórica | Caucho de etileno propileno dieno (EPDM) |

### **Pureza y certificación**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA                       |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE   |
| Certificación CE      | CE                         |
| Estándar de pureza    | estéril                    |
| Esterilización        | Irradiación con electrones |
| Con lotes             | sí                         |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 1000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 100           |
| unidades / caja         | 1000          |
| unidades / pallet       | 96000         |
| Profundidad de la caja  | 348 mm        |
| Ancho de la caja        | 278 mm        |
| Altura de la caja       | 140 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0135 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0015 kg     |
| Peso de la caja         | 1.81 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917120692 |
| EAN de la caja          | 4038917077682 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

