



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 72.688.004 |
| Descripción del artículo | Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, transparente, tapón: amarillo, tapón sujeto, cierre adjunto, 500 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|--------------|
| Graduación | no |
| Tapón | tapón sujeto |
| Volumen de trabajo | 1,5 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 20000 x g |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|---------|
| Diámetro | 10.8 mm |
| Longitud del producto | 39 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de baja densidad (LD-PE) |
| Color del cierre | amarillo |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 5000 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 500 |
| unidades / caja | 5000 |
| unidades / pallet | 180000 |
| Profundidad de la caja | 398 mm |
| Ancho de la caja | 398 mm |
| Altura de la caja | 300 mm |
| Volumen de la caja | 0.0475 cbm |
| Peso del producto | 0.0012 kg |
| Peso de la caja | 6.59 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917116404 |
| EAN de la caja | 4038917015097 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

