



Descripción del artículo

Número de pedido	72.688.005
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, transparente, tapón: violeta, tapón sujeto, cierre adjunto, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón sujeto
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	violeta

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	180000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0012 kg
Peso de la caja	6.59 kg
EAN de la caja interna	4038917116411
EAN de la caja	4038917015103

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

