



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.689.004
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 2 ml, material: PP, transparente, tapón: amarillo, tapón sujeto, cierre adjunto, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón sujeto
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	amarillo

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	150000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.0014 kg
Peso de la caja	7.48 kg
EAN de la caja interna	4038917116459
EAN de la caja	4038917015141

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

