



Descripción del artículo

Número de pedido	72.690.004
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, marrón, tapón: marrón, tapón sujeto, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón sujeto
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	marrón
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	marrón

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	150000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	5.71 kg
EAN de la caja interna	4038917161664
EAN de la caja	4038917015189

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

