



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 72.690.300 |
| Descripción del artículo | Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, transparente, tapón: transparente, tapón sujeto, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 500 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|--------------|
| Graduación | sí |
| Tapón | tapón sujeto |
| Volumen de trabajo | 1,5 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 20000 x g |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Volumen nominal | 1.5 ml |
| Longitud del producto | 39 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |
| Color del cierre | transparente |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 500 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 500 |
| unidades / caja | 5000 |
| unidades / pallet | 160000 |
| Volumen de la caja | 0.0558 cbm |
| Peso del producto | 0.0009 kg |
| Peso de la caja | 5.14 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917378741 |
| EAN de la caja | 4038917378734 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

