

Especificaciones del producto Recipiente de reacción de, 1,5 ml, PP

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 72.690.304

Descripción del artículo Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml,

material: PP, marrón, tapón: marrón, tapón sujeto, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 500

unidades/bolsa

Características del producto

Graduación sí

Tapón tapón sujeto

Volumen de trabajo 1,5 ml
Centrifugación máx (ACR) 20000 x g
Autoclavable (máx. °C) 121 °C

Dimensiones

Volumen nominal 1.5 ml Longitud del producto 39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto Recipiente de reacción de, 1,5 ml, PP

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto marrón
Color del cierre marrón

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 500 unidades / caja 5000 unidades / pallet 160000 Volumen de la caja 0.0558 cbm Peso del producto 0.001 kg Peso de la caja 5.6 kg

EAN de la caja interna 4038917369299 EAN de la caja 4038917369282

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

