



Descripción del artículo

Número de pedido	72.690.376
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, verde, tapón: verde, tapón sujeto, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón sujeto
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen nominal	1.5 ml
Longitud del producto	39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	verde
Color del cierre	verde

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	160000
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	5.54 kg
EAN de la caja interna	4038917369473
EAN de la caja	4038917369466

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

