



### Descripción del artículo

Número de pedido	72.690.999
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, mix de colores, tapón: mix de colores, tapón sujeto, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 500 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón sujeto
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### Dimensiones

Volumen nominal	1.5 ml
Longitud del producto	39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	mix de colores
Color del cierre	mix de colores

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	5000
unidades / pallet	140000
Profundidad de la caja	410 mm
Ancho de la caja	461 mm
Altura de la caja	345 mm
Volumen de la caja	0.0649 cbm
Peso de la caja	5.19 kg
EAN de la caja interna	4038917116756
EAN de la caja	4038917015288

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

