



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.695.006
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 2 ml, material: PP, azul, tapón: azul, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 250 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	25000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	40 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	azul
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	azul

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	100000
Profundidad caja interior	301 mm
Ancho de la caja interior	221 mm
Altura de la caja interior	161 mm
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	180 mm
Volumen de la caja	0.0258 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	3.09 kg
EAN de la caja interna	4038917262781
EAN de la caja	4038917262712

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

